


RadiAI

- Alunos: Lucas José Souza Rodrigues, Gabriel da Silva Amaral, Enzo de Oliveira Russo Miranda




Sprint 2

- Descrição de todas as funções que o sistema deverá executar.
- Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em notação Peter Chen contendo as entidades, atributos, relacionamentos e restrições do Minimundo.
- Diagrama de Esquema (DSC) em notação Elmasri & Navathe contendo o Modelo Relacional (Relações) mapeadas a partir do Modelo Conceitual do Banco de Dados.
- Diagrama Entidade-Relacionamento Estendido em notação Pé de Galinha contendo as tabelas, atributos e restrições (domínio, nulidade, unicidade, valor, valor padrão e integridade referencial) do Banco de Dados.
- Comandos SQL para criação do esquema, tabelas e restrições do Banco de Dados.
- Códigos-fonte da interface do sistema Web, contendo a estrutura de navegação entre telas.

Descrição de todas as funções que o sistema deverá executar

ID	Nome	Descrição	Dependências	Stakeholder primário	Stakeholder secundário
RF01	Cadastrar paciente	Paciente se cadastra com nome, email, cpf, telefone, nascimento, endereço. Pode ser cadastrado pelo médico também	RF02*	Paciente	Profissional
RF02	Cadastrar profissional da saúde	Profissional se cadastra com nome, crm/cro, email, cpf, telefones, nascimento, endereço	-	Profissional	-
RF03	Cadastrar Consulta	Cadastro da consulta com Data, Horário_Início, Horário_Fim, Sintomas, Parecer médico	RF01, RF02	Profissional	Paciente
RF04	Upload de RaioX	Paciente ou médico upam a imagem do exame pedido na consulta	RF01 - RF03	Profissional	Paciente
RF05	Análise do RaioX com IA	IA analisa e emite um diagnóstico do exame	RF04	Profissional	-
RF06	Verificação do RaioX	Médico analisa o diagnóstico do RaioX e confirma ou nega o envio para o paciente. Pode adicionar informações também	RF05	Profissional	-
RF07	Exibição do diagnóstico do RaioX	Exibe no histórico de raiox para o médico e para o paciente	RF06	Profissional	Paciente
RF08	Login profissional	Login do profissional	RF02	Profissional	-
RF09	Login paciente	Login do paciente	RF01	Paciente	-



10cm

Diagrama de Entidade-Relacionamento




Diagrama de Esquema





Diagrama Entidade-Relacionamento



Elemententos da Interface

[← Voltar para o início](#)

Login profissional

E-mail

Senha

Logar

[Sou um paciente](#)



Home

Login

Registrar-se

Upload de Raio X

Selecione o seu Raio X

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido








Adicione um arquivo para ver uma prévia

Histórico de Raio X

 Ordenar por: Data Em formato: Descrescente

 Buscar por:

ID	Paciente	Imagem	Diagnóstico da IA	Data	Status	Opções
3354631	Lucas José	 raiox_3354631.png	Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem facere, non corrupti tenetur mollitia voluptatibus aut repudiandae nulla, qui illo veniam quo enim, rerum corporis minus! Aliquid a quis accusantium!	14/05/2025	Confirmado	
3354631	Enzo de Oliveira Russo Miranda	 raiox_3354631.png	Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem facere, non corrupti tenetur mollitia voluptatibus aut repudiandae nulla, qui illo veniam quo enim, rerum corporis minus! Aliquid a quis accusantium!	14/05/2025	Pendente	 
3354631	Gabriel Amaral	 raiox_3354631.png	Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem facere, non corrupti tenetur mollitia voluptatibus aut repudiandae nulla, qui illo veniam quo enim, rerum corporis minus! Aliquid a quis accusantium!	14/05/2025	Negado	

Página 1 de 1





Obrigado

10cm